

FAUTEUIL ORL A HAUTEUR FIXE

51277T-ORL

Caractéristiques :

- Fauteuil ORL à hauteur fixe 50 cm,
- Qualité acier revêtement peinture époxy, 16 coloris au choix,
- Sellerie forme ergonomique très grand confort, épaisseur 8 cm, largeur 550, non feu classé M1, 10 coloris au choix gamme sellerie classique. Spécialement développée pour un confort optimum du patient (très bon maintien lombaire),
- Tête réglable en hauteur et inclinaison spécialement adaptée pour les consultations ORL,
- Réglage du dossier en toutes positions par un vérin à gaz synchronisé avec la jambière,
- Pied socle chromé,
- Equipé de deux d'accoudoirs escamotables,
- Position de Trendelenburg,
- Capacité de charge : 130 kg.

OPTIONS

- ACC514 : Protection plastique pour assise ou jambière

