


- Consultations
- Gynécologie
- Pôle Mère/enfant
- Cardiologie

DIVAN D'EXAMEN A HAUTEUR VARIABLE ELECTRIQUE

OV2-05-125





Caractéristiques :

- Divan d'examen à hauteur variable électrique ,
- Hauteur variable de 49 à 89 cm,
- Sellerie plate de bonne densité, largeur 700, non feu classé M1, nombreux coloris au choix,
- Châssis composé de 2 colonnes télescopiques permettant d'avoir une très grande stabilité du divan,
- Position Déclive-Proclive en standard,
- Réglage de la tête en toutes positions par 2 vérins à gaz,
- Commande : Télécommande manuelle multi fonctions,
- Piètement carterisé : Hygiène optimale, coloris gris clair,
- Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen position côté tête,
- Equipé de 4 roulettes design double galets diamètre 125 mm à freins,
- Capacité de charge : 200 Kg en dynamique.

OPTIONS

- ACC14 : Tête électrique
- ACC150 : Jeu de 4 roulettes directionnelles, design Double galets avec freinage centralisé, diamètre 150 mm



- ACC76 :
Jeu d'étaux pour gamme OVALIA



- ACC105 :
Paire d'étriers



- ACC964 : Paire de repose-jambes avec revêtement polyuréthane noir



- SLFEMIREPOSE :
Housse de protection repose-jambe, l'unité



- ACC110 : Gouttière prise de sang avec ferrure, mais sans l'étau, l'unité



- ACC32012 : Tige porte sérum longueur 1400



- ACCBARRILITOV02 :
Paire de barrières de lit escamotables pour largeur 700



- ACCTETERGO :
Tête ergonomique réglable



- ACCBATTERIE01 : Batterie pour divan OVALIA

- ACC514-OVALIA02 :
Protection Plastique OVALIA largeur 700



- ACCOVALIA02 :
Paire rails inox 25x10 Longueur 1800

- ACC832 : Trou visage avec bouchon

