

TML7 Fixe, Polymère

Table à manger au lit / H, 1 plateau, fixe polymère

Réf. GHTML7PF-P



Les tables à manger au lit **TML7** ont été spécialement conçues pour les établissements médicalisés.

Robustes, ergonomiques, très maniables et peu encombrantes, elles sont une référence sur le marché. La version **GHTML7PF-P** est composée d'un **piètement en H** et d'un plateau fixe polymère **très résistant mécaniquement et post-formé**. Socommed propose à ses clients un large choix de type de plateaux, de matières (stratifié, polymère et compact) et de personnalisations. Notre bureau d'étude est également à votre écoute pour concevoir des versions sur mesure.

Spécifications techniques

PLATEAU

- **Fixe**
Sa taille peu encombrante est particulièrement adaptée au lit de dimension 90 cm de largeur
- **Polymère**
 - > Très résistant mécaniquement
 - > Résistant à la chaleur
 - > Lisse sans aspérité
 - > Angles arrondis
 - > 2 zones « creusées » pratique pour la prise de repas du résident ou patient

PIÈTEMENT

- **Piètement en H** pour une très bonne stabilité
- Sa hauteur de piètement particulièrement basse sur le marché permet un passage aisé sous les lits médicalisés

STRUCTURE

- Structure avec piètement + colonne époxy blanc
Grande robustesse et stabilité

POIGNÉE ERGONOMIQUE

- Poignée pour le réglage de la hauteur de la table. Située sous le plateau fixe

COLONNE

- La colonne réglable permet une utilisation au lit, au fauteuil et s'adapte à la morphologie du résident ou du patient.
- Hauteur variable assistée par vérin à gaz
 - Avec sécurité anti-coincement à la montée pour une sécurité optimale
 - Enjoliveur de la colonne en aluminium pour un meilleur rendu esthétique

ROULETTES

- 4 roulettes pivotantes (360°) double galet de diam. 50 mm permettant un déplacement facile

Données techniques

Hauteur variable	75.5 cm – 107 cm
Dimension du plateau	90.5 x 41 cm
Epaisseur du plateau	25 mm
Hauteur du piètement	9.5 cm
Longueur du piètement	79 cm
Largeur du piètement	46 cm
Longueur totale	90,5 cm
Largeur totale	46 cm

Poids à vide	19 kg
Charge maximale	15 Kg en bout de plateau
	30 Kg répartie

Matériaux	Polymère (plateau) Acier (structure) Aluminium (enjolveur)
-----------	---

Roulettes double galet	360° / Ø 50 mm
Classement Feu (NF P 92-503)	M1, Ininflammable

Options disponibles

- 2 roulettes avec frein


Découvrez tous les coloris Polymère disponibles sur notre page Nuancier au verso.

Hygiène & Désinfection

- Surfaces lisses, faciles d'accès et compatibles avec les détergents autorisés.
- Ne pas utiliser de substance abrasive ou de décapant, de produit de polissage, de cire, ni de produits d'entretien pour meubles ou d'agents blanchissants
- Le produit est à pulvériser ou à appliquer à l'aide d'une lingette à usage unique
- Recommandé de procéder au nettoyage de haut en bas



Les polymères - TML



Blanc



Erable



Wenghé
<NEW>

