



Cadre

Encombrement minimal une fois fermé

Matériaux légers pour une utilisation optimale

Charnières

Charnières brevetées

Pivotables à 360°

Charnières garanties 10 ans

Pas de champ visuel entre les battants



Tissu

Tissu anti-bactérien

Difficilement inflammable, classé M1

Roulettes

Stabilité assurée

Extrêmement maniable

Matériaux

Cadre : tube en aluminium extrudé gris, surface lisse et anodisée pour une meilleure tenue dans le temps. Pièces plastiques en polyamide avec 15 % de Fibre de verre pour une forte résistance aux nombreuses manipulations.

Roulettes : corps de roue en polyamide, bande de roulement en polyuréthane, ne laisse pas de trace au sol. Les roulettes sont équipées de freins et mesurent 6,5 cm de diamètre pour assurer la stabilité du paravent.

Charnières : charnières RTC pleines incassables brevetées, disposées sur toute la hauteur des battants. Elles leur permettent une rotation à 360°, et ne laissent aucun champ visuel entre chacun. Garanties 10 ans.

Rideau : rideau tendu en *Staph CHEK*®, antibactérien, difficilement inflammable, imperméable aux liquides et n'absorbe pas les saletés. Disponible en 5 couleurs.

Nuancier



Bleu clair

Blanc

Beige



Mint



Jaune



Mix de couleurs



Possibilité d'ajouter une fenêtre transparente sur une partie ou la totalité du paravent.

RBP

140 cm

165 cm

45 cm | 50 cm | 45 cm

50 cm

Poids : 8,9 kg • Espace ajouré : 20 cm

RBP200

200 cm

165 cm

65 cm | 70 cm | 65 cm | 70 cm

Poids : 11 kg • Espace ajouré : 20 cm