




MR 1078



Fauteuil de repos et transfert
à hauteur variable avec mouvements dissociés



Données techniques :

- Dimensions en position assise : 750 x 950 x 1265 h mm
- Dimensions en position allongée : 750 x 1745 h mm
- Hauteur : 1265 - 1540 mm
- Largeur : 750 mm
- Longueur : 950 - 1745 mm
- Largeur de l'assise : 540 mm
- Profondeur de l'assise : 450 mm
- Hauteur de l'assise par rapport au sol : 550 - 820 mm

- Inclinaison du dossier : 90° - 162°
- Inclinaison du repose-jambes : -90° / 10°
- Diamètre des roues : Ø 125 mm
- Charge maximale : 190 kg
- Poids total : 63 kg
- Densité du dossier : 40 kg/m³
- Densité de l'assise : 30 kg/m³

Coloris :




Options :

- MZ1058 – Appui-tête coloré (nuancier CC011) avec réglage en hauteur
- MZ1059 – Appui-tête gris clair avec réglage en hauteur
- MZ5051 – Pince pour support de perfusion à hauteur fixe
- MZ5165 – Support droite pour tige à serum de perfusion à hauteur réglable
- MZ5166 – Support gauche pour tige à serum de perfusion à hauteur réglable
- BZ1524 – Support de perfusion à hauteur réglable
- MZ5166 – Support gauche pour support de bouteille d'oxygène
- RS0146 – Support pour bouteille d'oxygène
- MZ5066 – Paire de rails en acier chromé, avec pince, pour table de service
- MZ5061 – Table/Tableau
- MZ5062 – Support pour sac urinaire
- MZ1048 – Support pour rouleau de papier
- AP4292 – Protection en plastique pour la section des mollets

• AP4292

Protection en plastique pour la section des mollets



• MZ1048

Support pour rouleau de papier



• MZ5166

Support gauche pour tige à serum de perfusion à hauteur réglable



• MZ1058

Appui-tête coloré (nuancier CC011) avec réglage en hauteur



• MZ5165

Support droit pour tige à serum de perfusion à hauteur réglable

