



SL2110FT

Lit pédiatrique avec hauteur ajustable,
roulettes et inclinable



Données techniques :

- Hauteur depuis le sol : de 920 à 1190 mm
- Excursion : 270 mm
- Poids : 18 kg
- Dimensions hors tout : 800 x 581 x 920 / 1190 h mm

- Dimensions du bassin : 800 x 518 x 243 h mm
- Charge de travail sécurisée : 35 kg
- Poids maximal du patient : 15 kg

Coloris :



Options :

- LH2110 Matelas.
- SZ0095 Panier inférieur.