



SL2100FT

Lit pédiatrique sur roulettes, inclinable



Données techniques :

- Hauteur depuis le sol : 882 mm.
- Dimensions hors tout : 786 x 533 x 882 h mm.
- Poids : 9,5 kg.
- Dimensions du bassin : 784 x 500 x 242 h mm.

- Charge de travail sécurisée : 15 kg.
- Position à plat ;
- Trendelenburg (-13°) ;
- Reverse-Trendelenburg (13°)

Coloris :



Options :

- LH2110 Matelas.
- SZ0090 Panier inférieur.
- SZ0098 Dôme de couverture.