



SL6030FT



Lit pédiatrique électrique avec hauteur ajustable,
roulettes, inclinable et barreaux verticaux

Données techniques :

- Poids : 137 kg
- Charge de travail maximale : 100 kg
- Poids maximal du patient : 60 kg
- Alimentation : 100-240 V 50-60 Hz, Classe 1 type B, IP 66
- Consommation électrique max : 460 VA, absorption max 2A, utilisation max 6 min par heure

- Dimensions totales : 162,5 x 86,4 x 157,2 cm
- Dimensions de la surface de couchage : 132,6 x 72,5 cm
- Hauteur des barrières latérales par rapport à la surface de couchage : 80 cm
- Espace sous la base : 190 mm (côté littoral) - 150 mm (côté tête/pied du lit)

Coloris :

Options :

- RS0056 - Pince pour support de perfusion et porte-bouteille d'oxygène
- RS0023 - Support de perfusion avec 2 crochets et réglage de hauteur
- RS0146 - Porte-bouteille d'oxygène
- RA0070 - Support pour sac d'urine et de drainage en acier inoxydable
- RS0058 - Barre pour accessoires
- LH1602 - Matelas "VOLANS" pour lits pédiatriques SL6020/SL6030 avec housse imperméable
- RS0080 - Batterie de secours

- RS0081 - Tiroir de rangement pour la télécommande et l'ACP
- RS0086 - Télécommande mobile rétroéclairée
- RS0082 - ACP (Panneau de contrôle du soignant) avec verrouillage/déverrouillage des fonctions (réglages : hauteur, Trendelenburg / Reverse-Trend., dossier)
- RS0088 - Commandes intégrées sur le cadre du pied de lit (hauteur, Trendelenburg / Reverse-Trendelenburg, dossier, CRP d'urgence et Trendelenburg) + lumière nocturne sous la base.