




SL6050FT



Lit pédiatrique sur roues avec hauteur ajustable, inclinable et barrières sur rails transparent.

Données techniques :

- Sections : 2
- Plateforme du matelas : 1335 x 715 mm
- Dimensions totales (L x l x H) : 1640 x 880 x 1560 h mm
- Dimensions du dossier : 475 x 715 mm
- Hauteur minimale de la plateforme du matelas : 800 mm
- Hauteur maximale de la plateforme du matelas : 1020 mm
- Inclinaison du dossier : 0 ÷ 70°
- Hauteur du bord supérieur des barrières latérales (levées) par rapport à la plateforme du matelas : 720 mm
- Hauteur du bord supérieur des barrières latérales (abaissées) par rapport à la plateforme du matelas : 235 mm

- Hauteur du bord supérieur du côté (levé) par rapport à la plateforme du matelas (levée) : 500 mm
- Inclinaison Trendelenburg : 13°
- Inclinaison Reverse Trendelenburg : 13°
- Charge de travail sécurisée : 100 kg
- Diamètre des roues : 125 mm
- Hauteur des roues : 164 mm
- Espace sous la base pour l'insertion d'un lève-personne : 120 mm
- Poids : 114 kg

Coloris :



1034



6019

Options :

- RS0054 - Pince pour support de perfusion et porte-bouteille d'oxygène
- RS0023 - Support de perfusion avec 2 crochets réglables en hauteur
- RA0070 - Support pour sacs d'urine et de drainage en acier inoxydable

- LH1602 - Matelas "Volans" avec housse imperméable
- RS0058 - Barre porte-accessoires
- RS0070 - Panier de rangement pour vêtements/effets personnels
- RS0146 - Porte-bouteille en acier