

### COMFORT-EC3

- Les fauteuils de soins Comfort-EC3 sont conçus pour aider et faciliter le travail des médecins et du personnel médical.
- Un soin particulier est porté pour le confort du patient pour l'aider à soulager ses tensions pendant son hospitalisation.
- Son design épuré lui permet de s'intégrer dans des espaces restreints, sa faible hauteur d'assise ainsi que son repose-jambes à 90° facilitent l'accès par l'avant.
- De nombreuses options sont disponibles pour répondre aux différentes utilisations.



## POINTS FORTS

### Ajustements des mouvements de base par vérins électriques

De multiples possibilités de réglages indépendantes par 3 moteurs assurent un confort au patient, et soulage le travail du personnel soignant.

- Dossier
- Inclinaison de l'assise
- Repose-jambes

### Accoudoirs inclinables

Les accoudoirs rembourrés avec réglage en hauteur et en rotation permettent d'obtenir une position du bras la plus appropriée et la plus apaisante pour tous les types de morphologie. La sellerie d'accoudoir souple multicouche est complètement étanche aux

liquides et assure un confort accru au patient. La distance entre les accoudoirs peut être ajustée à 48 ou 58 cm.

### La garniture

**interchangeable** peut être enlevée facilement en quelques gestes pour le nettoyage ou la maintenance. Grâce à cette fonctionnalité,

la remise à niveau d'anciens fauteuils peut être réalisée facilement. Le fauteuil a été conçu selon les derniers développements en orthopédie et en ergonomie. La sellerie résiste aux désinfectants, au sang et à l'urine.

### La position d'entrée

L'entrée est facilitée par l'avant, pratique pour les patients âgés.

Accoudoirs escamotables permettant au patient d'entrer et sortir facilement du fauteuil par les côtés.

### Position de Trendelenburg

La plage de réglage du dossier est ajustée afin que la tête du patient soit plus basse que son cœur et ce en conformité avec le Standard Medical EN 60601.



\* Les fauteuils sur la photo comportent des éléments optionnels

### Télécommande simple à utiliser

Fonctions préprogrammées

- Opération à un bouton pour « Accueil assis », « Accueil lit » et « Trendelenburg » (Déclive).
- La position décline peut être facilement activée en utilisant le bouton rouge.
- La télécommande a été spécialement conçue pour les applications médicales.

- Les Micro-interrupteurs à durée de vie augmentée sont situés sous un folio échangeable.
- L'utilisation du fauteuil peut être assuré par une batterie de secours rechargeable en option.
- Boîtier étanche IP67.



Sellerie standard  
couleur :  
• Chrom 1205 /  
Perle 1288



Plusieurs combinaisons  
de couleurs au choix  
(50 couleurs)



- 1 Sellerie interchangeable, plusieurs combinaisons simples ou bicolores
- 2 Table à manger Comfort-T2 réglable fixée au fauteuil
- 3 Coussin repose-tête moelleux forme carrée
- 4 Freinage centralisé
- 5 Support rouleau drap d'examen (Papier largeur : 50 cm)
- 6 Tige à sérum avec support réglable en hauteur
- 7 Lampe de lecture LED sur bras flexible
- 8 Barre de poussée
- 9 Table mobile Comfort-T1 avec boîte de rangement plastique
- 10 Position décline par pédales bilatérales sur châssis bas
- 11 Accoudoirs barrières escamotables
- 12 Barre de poussée pour la position fauteuil ou brancard

### Table à manger Comfort-T1

Convient à tout type de  
Fauteuil de soins et apporte  
un complément au patient  
au cours de ses soins.

La hauteur de la table peut  
être ajusté au besoin en  
utilisant la manette sur son  
support. (75–98 cm)

Taille des plateaux :  
40 × 56 cm et 40 × 17 cm.

### La table multifonction Comfort-T2

Offre une solution mobile  
pour un gain de place. Elle  
peut être positionnée des  
deux côtés du fauteuil.

Les plateaux peuvent être  
facilement nettoyés et  
enlevés.

### Echantillons de couleurs

<b>perle</b> 1288	<b>sand</b> 1230	<b>chrom</b> 1205	<b>mint</b> 1495	<b>aqua</b> 1456	<b>türkis</b> 1338
<b>agave</b> 1273	<b>limone</b> 1543	<b>limonade</b> 1343	<b>mais</b> 1457	<b>apricot</b> 1458	<b>karneol</b> 1557
<b>kirsche</b> 1199	<b>dolphin</b> 1609	<b>bleu</b> 1496	<b>sky</b> 1581	<b>atoll</b> 1453	<b>royal</b> 1196

\* Plus de 50 couleurs disponibles sur demande

### Plusieurs combinaisons de couleurs



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Accessoires et Options	Art.-Nr.
Desserte mobile Comfort-T1	6200501
Tige à sérum télescopique avec support	713M007
Support rouleau drap d'examen	713M008
Table à manger avec support Comfort-T2	713M009
Accoudoirs réglables en hauteur pour utilisation en médecine (la paire)	713M010
Ressort à gaz intégré dans l'accoudoir pour un fonctionnement plus souple (la paire)	713M011
Barre de poussée (en acier inoxydable)	713M012
Support universel pour tablettes et smartphones	713M013
Poignée des deux côtés de l'assise	713M014
Support agitateur fixé sur le châssis bas	713M015
Hauteur variable électrique	713M017
Freinage centralisé avec roues à double galets diam. 7.5 cm	713M020
Protection plastifiée pour le repose-pieds	713U006
Protection plastifiée pour le repose-jambes	713U007
Sac en maille lavable pour ranger les effets personnels du patient	713U008
Couleurs sellerie au choix parmi 40 couleurs dans nuancier SKAI TUNDRA	713U009
Sellerie non feu SKAI PALMA (M1)	713U010
Logo personnalisé sur coussin de tête	713U011
Coussin de tête moelleux format carré	713U012
EPN kit incl. Multibroches avec câble de raccordement interne (Recommandé pour Dialyse)	713E004
Position décline par pédales bilatérales sur châssis bas	713E005
Batterie de secours rechargeable en cas de panne de courant (24V DC)	713E006
Bouton d'arrêt d'urgence	713E007
Lampe de lecture LED	713E008
Prise USB pour smartphones et tablettes (5V, 1A)	713E009
Accoudoirs Barrières escamotables (incompatible avec option 713M009)	713U021
Barre de poussée pour position assise ou allongée	713M027
Supplément pour épaisseur matelas 110 mm	713U017

Caractéristiques générales			
Hauteur assise fixe	55 cm	Taille des roues	4 x Ø 7.5 cm roues jumelées avec blocage
Dossier ajustable	0.80° (-15° sous position horizontale en décline)	Poids du fauteuil	60 kg
Angle de l'assise ajustable	15° Maximum	Poids maximum admissible	200 kg
Repose-jambes ajustable	85°	Alimentation standard	100-240 V AC, 50/60 Hz IPX6
Dimensions en position assise	L 99 x W 87 x H 139 cm	Caractéristiques moteurs	24V DC, IPX6
Dimensions sellerie	L 195 x W 55 x H 8 cm	Couleur châssis	RAL 9001
Dimensions accoudoirs	L 60 x W 15 cm	Directive appliquée et normes	93/42 / CEE et normes harmonisées (EN60601-1; EN60601-2-52; etc.)

Approved by TÜV Product Safety

