

COMFORT-4 EC

- Le fauteuil de soins Comfort-4 EC est conçu pour faciliter le travail des médecins et du personnel médical
- Un soin particulier est porté pour le confort du patient afin de le soulager de ses tensions pendant son hospitalisation.
- De nombreuses options sont disponibles pour répondre aux différentes utilisations.



Accessoires Optionnels	Art.-Nr.
Tablette repas mobile inclinable Comfort-T1	6200501
Protection plastifiée pour le repose-jambes	7130240
Protection plastifiée pour le repose-pieds	7130340
Freinage centralisé par 4 x roues double galets Ø 100 mm	7130402
Freinage centralisé avec roues directionnelles par 4 x roues double galets Ø 125 mm	7130413
Freinage centralisé avec roues directionnelles par 4 x roues double galets Ø 150 mm	7130414
EPN kit incl Multibroches avec câble de raccordement interne (recommandé dialyse)	7130421
Protection en acier inoxydable pour accoudoirs (la paire)	7130440
Poignées fixées de part et d'autre de l'assise (plastiques latéraux non inclus)	7130455
Poignées fixées de part et d'autre de l'assise avec plastiques latéraux inclus (la paire)	7130460
Pédales de mise en déclive bilatérale sur châssis bas	7130482
Tige à sérum télescopique avec support	7130506
Sac de stockage effets patients nettoyable	7130507
Porte rouleau drap d'examen	7130532
Table à manger avec son support solidaire du fauteuil Comfort-T2	7130600
Batterie rechargeable (24V DC)	7130655
Sélection de plus de 40 couleurs dans le nuancier SKAI TUNDRA	7130690
Sélection de plus de 15 couleurs dans le nuancier SKAI PALMA	7130692
Logo personnalisé sur coussin de tête	7130695
Repose-bras articulé et réglable en hauteur (la paire)	7130800
Vérins intégrés dans le repose-bras pour mouvements plus souples (la paire)	7130810
Barre de poussée en acier inoxydable	7130811
Repose-pieds amovible	7130812
Bouton d'arrêt d'urgence sur boîtier	7130837
Kit pour repose-pieds motorisé	7130850
Lampe de lecture LEDS	7130868
Support universel pour tablette et smartphone	7130869
Sellerie Duo couleur chrome-perle en standard (C2, C4)	7130884
Supplément pour couleur hors standard sellerie duo	7130885

Caractéristiques techniques			
Hauteur d'assise réglable	55-77 cm	Dimensions accoudoirs	Longueur 57 x largeur 17 cm
Backrest adjusting range	80° (-13° en position déclive)	Dimensions des roues	4 x roulettes Ø 10 cm avec freinage indépendant
Angle assise ajustable	20°	Poids du fauteuil	78 kg
Repose-jambes réglable	30°	Charge maximum	200 kg
Repose-pieds réglable	29 cm (manuellement)	Tension alimentation	100-240 V AC, 50/60 Hz
Dimensions position assise position	Longueur 145 x Largeur 92 ou Longueur 145 x Largeur 80 cm*	Caractéristiques techniques moteurs	24V DC, IP X6
Dimensions sellerie	Long 215 x larg 60 x Ep 9.5 cm	Conformité aux directives	93/42/EEC et standards (EN60601-1; EN60601-2-52; etc.)

* Dépend du réglage des accoudoirs et du repose-pieds

