



SOCOMMED
Équipements Hospitaliers, Matériel Médical

Fauteuil ambulatoire pour services de Chirurgie et Médecine Ambulatoire

Comfort 2-FLEX

- Les fauteuils de soins Comfort2-FLEX sont conçus pour assister et faciliter le travail des médecins et du personnel médical.
- Ils augmentent considérablement le confort du patient et contribuent ainsi à soulager ses tensions pendant le traitement.
- Plusieurs accessoires sont disponibles en option pour optimiser le confort de vos patients.



FAUTEUILS DE SOINS AMBULATOIRES AVEC ACCOUDOIRS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Accessoires optionnels	Art.-Nr.
Table de chevet Comfort-T1	6200501
Housse de protection transparente en plastique pour le repose-jambes	7130240
Housse de protection en plastique transparent pour le repose-pieds	7130340
Repose-pieds motorisé	7130404
Kit EPN incl. broche de plaque de support avec câble de connexion	7130420
Cadre de protection des accoudoirs en acier inoxydable (une paire)	7130440
Pédalles pour mise en Trendelenburg des deux côtés du châssis	7130482
Support à perfusion (potence IV) avec réglage en hauteur	7130506
Sac en filet lavable pour ranger les affaires du patient	7130507
Support de rouleau drap d'examen	7130532
Table multifonctionnelle Comfort-T2	7130600
Batterie de secours rechargeable en cas de panne de courant (24 V CC)	7130655
Couleur individuelle pour la sellerie standard, sélection de plus de 40 couleurs. diff nuancier TUNDRA	7130690
Vinyl non feu pour sellerie standard, sélectionnable parmi plus de 15 couleurs. diff nuancier PALMA (conforme à M1 et à d'autres normes) sans supplément de couleur supplémentaire	7130692
Logo personnalisé sur le dessus du dossier	7130695
Accoudoir réglable en hauteur pour applications médicales standards (une paire)	7130800
Ressort à gaz intégré dans le support d'accoudoir pour un fonctionnement plus fluide et plus sûr (une paire)	7130810
Barre de poussée (poignée en acier inoxydable)	7130811
Repose-pieds amovible	7130812
Prédisposition pour installation tige à sérum	7130831
Bloc bouton d'arrêt d'urgence	7130837
Lampe de lecture avec lumière LED	7130868
Support pour tablette et smartphone à réglage universel	7130869
Sellerie Duo shape (2 segments) en coloris standard chrome-perle (C2, C4)	7130884
Frais supplémentaires pour couleur hors standard de la sellerie Duo shape (2 segments)	7130885

Données techniques générales

Hauteur d'assise fixe	65 cm	Tailles des roulettes	4x Ø 7.5 cm roulettes jumelées à blocage total
Plage de réglage du dossier	75° (-15° sous horizontal en position Trendelenburg)	Poids de la chaise	63 kg
Réglage inclinaison du siège	15°	Poids maximal supporté	Capacité de poids de 200 kg
Ajustement repose-jambes	30°	Alimentation standard	100-240 V AC, 50/60 Hz
Réglage repose-pieds	29 cm	Données techniques des moteurs	24V DC, IP X6
Taille de la sellerie	L 215 x l 60 x H 9,5 cm	Couleur du cadre	RAL 9001
Taille de l'accoudoir (L x l)	57 x 17 cm	Directive appliquée et normes	93/42/ EEC et normes harmonisées (EN60601-1; EN60601-2-52; etc.)

Approved by TÜV Product Service



INNOVESPACE VAL D'EUROPE - 7 rue de Rome - 77144 MONTEVRAIN
Tél : +33 (0) 1 60 36 10 10 - Fax : +33 (0) 1 60 36 10 11
E-mail : info@socommed.fr - Site Internet : www.socommed.fr

