

		Standard Option Extra					Standard Option Extra			
		Standard - fonctionnalité incluse en serie. Option - nécessite le choix entre options. Extra - possible d'ajouter au modèle.					Standard - fonctionnalité incluse en serie. Option - nécessite le choix entre options. Extra - possible d'ajouter au modèle.			
Base	Conception ouverte pour éviter l'accumulation de saleté	●			Barrières	Demi-barrière en HDPE medical		●		
	Coins protégés par des carénages flexibles	●				Pleine longueur, en métal avec finition époxy		●		
	Roues en ABS de Ø150mm Integral Smart	●				Mesureurs d'angles de déclive/proclive		●		
	Pédale de freinage centralisé et directionnel	●				Système pliable et rétractable (Écart Zéro)	●			
	5ème roue			●		Rétraction douce activée par une poignée rouge	●			
	Roue antistatique			●						
Panneaux de Tête	En HDPE medical (Polyéthylène de haute densité)	●			Schéma Électrique	Gestion de mouvement contrôlée par unité numérisée	●			
	Extractible verticalement	●				Moteurs basse tension DC24V (4 vérins)	●			
	Bloquants (enlevé à la demande)	●				Batteries au gel avec alarme de décharge	●			
	Support du commande superviseur au pied de lit	●				Porte-câble d'alimentation	●			
	Tiroir pour soutenir le changement de linge de lit			●						
					Contrôler	Commandes intégrées aux barrières (2 soignant + 2 patient)		●		
						Télécommande par un câble hélicoïdal extensible		●		
						Commande superviseur par un câble hélicoïdal extensible		●		